

Термокружка MOVE ON, 400мл., нержавеющая сталь, пластик, текстиль арт. 32900

Метод нанесения: термотрансфер, гравировка, тампопечать (в 1 цвет, на /35 кроющим)

Так как крышка закручивающаяся возможно смещение положения клапана относительно граней/ребер

Сквозь нанесение будет видна текстура изделия (термотрансфер)

32900/01

Справа от клапана

Напротив клапана

Слева от клапана

Противоположная  
сторона клапану

8 граней

лицо

оборот  
(сторона  
повернутая  
к кружке)

Возможное место  
расположения  
тампопечати

Сквозь нанесение будет видна текстура изделия (термотрансфер)

32900/35

Справа от клапана

Напротив клапана

Слева от клапана

Противоположная  
сторона клапану

8 граней

лицо

оборот  
(сторона  
повернутая  
к кружке)

Возможное место  
расположения  
тампопечати